

フットケアに役立ちます



### Med-Surg メド・サージ




#### 特徴

- 足先まで全開できる開閉式のベルト。
- DARCO 社製 Peg-Assist insole との併用が可能。

#### 適応

- 外科的処置後、または K-ワイヤー装着者
- 足部への包帯の常時使用者

サイズ	MEN	WOMEN
S	26.0cm	23.5cm
M	27.5cm	24.5cm
L	29.0cm	26.0cm
XL	31.0cm	—



### Peg-Assist insole ペグ・アシスト インソール

#### 特徴

- 足底にできた傷や潰瘍への荷重の集中を緩和。
- 円状の水腫や素材の縁での摩擦を軽減する表面材を使用。

#### Med-Surg 用


サイズ	MEN	WOMEN
S	26.0cm	23.5cm
M	27.5cm	24.5cm
L	29.0cm	26.0cm
XL	31.0cm	—

#### Ortho Wedge・Heel Wedge 用

サイズ	UNISEX
XS	21.5cm
S	23.5cm
M	25.5cm
L	27.5cm
XL	29.5cm



■ ペグ・アシスト インソール断面図



### Ortho Wedge® オルソウェッジ

#### 特徴

- 足関節が 15 度背屈位に保持するよう設計された靴底。
- 足先まで全開できる開閉式ベルト。
- DARCO 社製 Peg-Assist insole との併用が可能。

#### 適応

- 外科手術後の治療目的
- 前足部の創傷
- 中足骨頭直下または足趾の創傷
- その他、前足部への免荷

サイズ	UNISEX
XS	21.5cm
S	23.5cm
M	25.5cm
L	27.5cm
XL	29.5cm



※製品の的外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

### Heel Wedge ヒールウェッジ

#### 特徴

- 踵部足底圧を軽減。
- 足関節の固定用ベルトが靴と踵のズレを防止。
- DARCO 社製 Peg-Assist insole との併用が可能。

#### 適応

- 踵部の外傷や潰瘍
- 後足部に対する外科的処置後

サイズ	UNISEX
XS	21.5cm
S	23.5cm
M	25.5cm
L	27.5cm
XL	29.5cm



### Gentle Step ジェントルステップ

#### 特徴

- 軽量で伸縮性に富んだライクラ素材をアッパーに使用。
- 摩擦による剪断力を軽減。

#### 適応

- 循環障害、胼胝、関節炎、外反母趾、槌指、糖尿病性足病変など

CAT.NO	LENGTH(靴内実寸値)	CAT.NO	LENGTH(靴内実寸値)
GS055XB	23.0cm	GS110XB	27.4cm
GS060XB	23.4cm	GS115XB	27.8cm
GS065XB	23.8cm	GS120XB	28.2cm
GS070XB	24.2cm	GS125XB	28.6cm
GS075XB	24.6cm	GS130XB	29.0cm
GS080XB	25.0cm	GS135XB	29.4cm
GS085XB	25.4cm	GS140XB	29.8cm
GS090XB	25.8cm	GS145XB	30.2cm
GS095XB	26.2cm	GS150XB	30.6cm
GS100XB	26.6cm	GS155XB	31.0cm
GS105XB	27.0cm	GS160XB	31.4cm

(両側販売) (捨寸を考慮の上、ご注文下さい)



### WCS ダブルユー シー エス

#### 特徴

- 硬度の異なる 4 種類のインソールを内蔵。
- アッパーの内側に軟らかい素材を用いており加工・変形させることが可能。

#### 適応

- 外科的処置後、または K-ワイヤー装着者
- 足部への包帯の常時使用者

サイズ	UNISEX
XS	22.5cm
S	25.0cm
S / M	26.0cm
M	27.0cm
L	28.5cm
XL	30.5cm
2XL	32.0cm

(両側販売)



※製品の外觀・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

### Slimline Cast Boot スリムライン キャストブーツ

#### 特 徴

- 伸縮性に富んだ素材で足部全体を覆うため、ギプスや包帯が厚く巻かれた足部にフィット。
- 前足部のベルトは調整が容易に行えるとともに、左右どちらからでも留めることが可能。
- 足関節の固定用ベルトは、伸縮性素材を使用しているため足部と靴の固定力が向上。

#### 適 応

- 足部にギプスや包帯が巻かれた状態
- 前足部または中足部の術後

サイズ	UNISEX
XS	21.5cm
S	23.5cm
M	25.5cm
L	27.5cm
XL	29.5cm



### Body Armor® Cast Shoe ボディアーマー キャストシュー

#### 特 徴

- 歩行時に床面からの衝撃を吸収する素材。
- トゥガードによる足先の保護。

#### 適 応

- キャストシュー
- 足部への常時包帯使用者

サイズ	UNISEX
XS	24.0cm
S	26.5cm
M	29.5cm
L	31.0cm
XL	34.0cm



※製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

### ▼ Pneumatic Night Splint

ニューマティック ナイトスプリント

#### 特徴

- 空気圧の無段階調節により、最適な背屈角度に設定が可能。
- 内張りにナチュラルコットン素材を使用しているため、吸湿性に優れ、快適な装着感を提供。
- 靴底にノンスリップソールを採用。

サイズ	UNISEX
S	21.0cm
M	23.5cm
L	25.0cm
XL	29.5cm



### ▼ Body Armor® Night Splint

ボディ アーマー ナイトスプリント

#### 特徴

- 足先のストラップにより、足底筋膜および屈筋腱、アキレス腱ならびに下肢の筋肉に持続的な低負荷のストレッチを行う。

#### 適応

- 足底筋膜炎
- アキレス腱周囲炎
- 踵骨棘



### ▼ Toe Alignment Splint

トゥ アライメント スプリント

#### 特徴

- 足部を覆うバンドは厚みを抑えた設計により、装着時の不快感を軽減。
- 肌触りの良い素材を使用することにより、装具との摩擦による肌トラブルを予防。
- 母趾と足部のバンドをつなぐストラップがアライメントを保持。

#### 適応

- 外反母趾または槌趾のアライメント手術後



※製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。