

## Produktliste zur ausgewählten Produktart

Hier wird Ihnen die Liste der Produkte zur ausgewählten Produktart angezeigt.

Gruppennummer:	31
Gruppe:	Schuhe
Ortsnummer:	03
Ort:	Fuß
Untergruppennummer:	03
Untergruppe:	Therapieschuhe, konfektioniert
Art:	7
Bezeichnung:	Therapieschuhe: Spezialschuhe über Beinorthese/Orthesenschuhe
Beschreibung:	<p><i>Orthesenschuhe sind paarweise angebotene konfektionierte Schuhe. Als Spezialschuhe für den betroffenen Fuß weisen sie ein ausreichendes Volumen zur Aufnahme einer Orthese auf. Der nicht betroffene Fuß wird mit einem Neutralschuh versorgt, der in Form und Ausführung dem Schuh über der Beinorthese entspricht, der aber schlanker gearbeitet ist und über keine besondere Kappenform verfügt.</i></p> <p><i>Die Auftrittfläche ist beim Orthesenschuh entsprechend vergrößert, der Schaft ist entsprechend stabil. Eine feste Fersenkappe bietet ausreichend Halt. Der Orthesenschuh ist ausreichend weit zu öffnen. Der Verschluss erlaubt eine gute Anpassung.</i></p> <p><i>Orthesenschuhe benötigen für die betroffene Seite auf Dauer funktionierende Kappen, damit der Fuß mit der Orthese Halt findet. Zusätzlichen Halt bietet der erhöhte Schafttrand.</i></p> <p><i>Orthesenschuhe werden in verschiedenen Weiten und Brandsohlenbreiten angeboten. Die verschiedenen Verschlussarten und angebotenen Weiten optimieren die Passform.</i></p> <p><i>Alle Orthesenschuhe sind mit einem widerstandsfähigen Futter ausgestattet.</i></p> <p><i>Die weite Schaftöffnung erleichtert den Einstieg. Der Heckeinstieg ermöglicht ein fast barrierefreies Anziehen der Schuhe.</i></p> <p><i>Der Schuh der Gegenseite muss ggf. eine orthesenbedingte Beinlängendifferenz ausgleichen (Schuhzurichtung).</i></p> <p><i>Orthesenschuhe sind nicht kombinierbar mit orthopädischen Zurichtungen am Konfektionsschuh, mit Ausnahme des Verkürzungsausgleichs im Absatz (31.03.04.1000) und des Verkürzungsausgleichs im Sohlenbereich (31.03.04.1001) bei Vorliegen der Indikation.</i></p>
Indikation:	<p><i>Beeinträchtigung der Mobilität (des Gehens) bei mäßigen bis schweren Schädigungen der Knochen, Fußgelenke, Muskeln, Bänder oder Sehnen des Fußes und einer Versorgung mit Beinorthesen bei Kindern/Jugendlichen</i></p> <p><i>- Wenn ständig eine Orthese mit Fußteil am Fuß getragen werden muss und eine Aufnahme der Orthese in herkömmlichen Konfektionsschuhen nicht möglich ist</i></p>
















- Zur Ermöglichung und Erhaltung einer angemessenen Gehfunktion

Schuhe über Beinorthesen sind nicht indiziert bei flexiblen oder dynamisch wirkenden Orthesen, weil dadurch die Wirkung der Orthesen aufgehoben werden kann.

Nur in seltenen, speziell zu begründenden Einzelfällen sind auch im Erwachsenenalter Spezialschuhe über Beinorthesen erforderlich.

Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen nach § 126 SGB V: 31C

### Produktliste

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Hersteller- name	Aufnahme- datum	Änderungs- datum	Merk- male
31.03.03.7001	Schuhe über Beinorthese/ Orthesenschuhe, diverse Artikelnummern	Schein Orthopädie Service KG		2018-07-05	
31.03.03.7002	Orthesen-Kinderstiefel Art.-Nr. 9000	Sanova GmbH			
31.03.03.7003	nicht besetzt	nicht besetzt		2017-07-26	
31.03.03.7004	nicht besetzt	nicht besetzt		2018-06-11	
31.03.03.7005	nicht besetzt	nicht besetzt		2018-06-11	
31.03.03.7006	nicht besetzt	nicht besetzt		2018-06-11	
31.03.03.7007	nicht besetzt	nicht besetzt		2018-06-11	
31.03.03.7008	nicht besetzt	nicht besetzt			
31.03.03.7009	nicht besetzt	nicht besetzt		2017-07-26	
31.03.03.7010	nicht besetzt	nicht besetzt		2018-06-11	
31.03.03.7011	Orthesenschuh Airwolfe Art.-Nrn. 5.8000, 5.8007, 5.8008	Thanner GmbH Schäfte für Orthopädie- Schuhtechnik			
31.03.03.7012	Orthesenschuh Beach Art.-Nr. 5.8001	Thanner GmbH Schäfte für Orthopädie- Schuhtechnik			
31.03.03.7013	Orthesenschuh Fox Art.-Nr. 5.8002	Thanner GmbH Schäfte für Orthopädie- Schuhtechnik			
31.03.03.7014	Orthesenschuh Hunter Art.-Nr. 5.8003	Thanner GmbH Schäfte für Orthopädie- Schuhtechnik			
31.03.03.7015	Orthesenschuh Iceman Art.-Nr. 5.8004	Thanner GmbH Schäfte für Orthopädie- Schuhtechnik			
31.03.03.7016	Orthesenschuh Red Snapper Art.-Nr. 5.8005	Thanner GmbH Schäfte für			