

フットケアに役立ちます



Med-Surg メド・サージ




特徴

- 足先まで全開できる開閉式のベルト。
- DARCO 社製 Peg-Assist insole との併用が可能。

適応

- 外科的処置後、または K-ワイヤー装着者
- 足部への包帯の常時使用者

サイズ	MEN	WOMEN
S	26.0cm	23.5cm
M	27.5cm	24.5cm
L	29.0cm	26.0cm
XL	31.0cm	—



Peg-Assist insole ペグ・アシスト インソール

特徴

- 足底にできた傷や潰瘍への荷重の集中を緩和。
- 円状の水腫や素材の縁での摩擦を軽減する表面材を使用。

Med-Surg 用


サイズ	MEN	WOMEN
S	26.0cm	23.5cm
M	27.5cm	24.5cm
L	29.0cm	26.0cm
XL	31.0cm	—

Ortho Wedge・Heel Wedge 用

サイズ	UNISEX
XS	21.5cm
S	23.5cm
M	25.5cm
L	27.5cm
XL	29.5cm



■ ペグ・アシスト インソール断面図



Ortho Wedge® オルソウェッジ

特徴

- 足関節が 15 度背屈位に保持するよう設計された靴底。
- 足先まで全開できる開閉式ベルト。
- DARCO 社製 Peg-Assist insole との併用が可能。

適応

- 外科手術後の治療目的
- 前足部の創傷
- 中足骨頭直下または足趾の創傷
- その他、前足部への免荷

サイズ	UNISEX
XS	21.5cm
S	23.5cm
M	25.5cm
L	27.5cm
XL	29.5cm



※製品の的外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

Heel Wedge ヒールウェッジ

特徴

- 踵部足底圧を軽減。
- 足関節の固定用ベルトが靴と踵のズレを防止。
- DARCO 社製 Peg-Assist insole との併用が可能。

適応

- 踵部の外傷や潰瘍
- 後足部に対する外科的処置後

サイズ	UNISEX
XS	21.5cm
S	23.5cm
M	25.5cm
L	27.5cm
XL	29.5cm



※製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。