

痙縮によるクロートゥ抑制に

# インヒビターバー set




現地での修正加工の効率化

1シート：左右 S・M・L 又は 大判シート：左右 S・M・L×3



必要な時、試してみたい時 迅速に対応可能



素材：PE ライト

	W	H	D
S	95	8.3	21
M	100	8.7	23
L	105	9.1	25

mm：多少誤差あり

臨床現場で必要とされた時に迅速に対応可能  
形状は紙ヤスリで微調整可能  
PO の下肢装具適合業務を効率化します

【Inhibitor bar】参考文献

Bronkhorst AJ, Lamb GA : An orthosis to aid in reduction of lower-limb spasticity. Orthotics and Prosthetics 41(2) : 23-28, 1987

近藤和泉：エキスパートの痙縮治療II 痙縮の下肢装具。臨床リハ2002；11：913-917

岩田学 他：片麻痺患者の装具歩行における inhibitor bar の効果。日本義肢装具学会誌1998；12：24-29

販売・お問合せ先

本社 事業開発部

〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町271番地 TEL . (0561)85-7355 FAX. (0561)85-7177